



RECOMMANDATIONS PREANALYTIQUES

Pour les analyses qui ne figurent pas dans la liste Référez vous au Site Internet <http://www.unilabs-fortebio.fr>

ANALYSES LES PLUS COURANTES

	Couleur des bouchons	ORDRE de Prélèvement
<b>TUBE CITRATE</b>		
Taux de prothrombine (TP)	1 Tube	
Temps de Céphaline (TCA,TCK)		
Fibrine, Fibrinogène		
Facteurs de Coagulation		
Antithrombine III (AT3)		
D Dimères		
<b>TUBE SST (Activateur+Gel)</b>		
Chimie courante: Calcium, Phosphore, Cholestérol, HDL, Apo, Triglycérides, Ac Urrique, Urée, Créatinine, Magnésium, Fer, Ferritine, Capacité Ionogramme (Na-k-Cl-Ra), Protéines, Albumine	1 Tube	
CPK,		
LDH, GGT, Transaminases (GO/GP)		
Lipase, Phosphatases Alcalines, Bilirubine, CRP, Profil protéique (IgA-IgG-IgM), Transferrine, Préalbumine,		
<b>TUBE SST (Activateur+Gel)</b>		
Ac folique, Vit B12, Vit D	1 Tube	
Hormone: Oestradiol, FSH, LH, Cortisol, PTH etc.,		
Tsh, T4, T3		
ACE, PSA Total, PSA Libre		
Ca153, Ca199, Ca125, Sérologies Virales, Parasitaires, Bactériennes		
Immunité=Auto ANTICORPS		
Allergie		
Trisomie 21	2 Tubes	
<b>TUBE SEC</b>		
Médicaments	1 tube	
<b>TUBE EDTA</b>		
NF, Plaquettes, Réticulocytes	1 ou 2 tubes	
HBA1		
BNP		
Groupes Sanguins	1 tube	
Agglutinines (RAI)		
<b>TUBE FLUORURE</b>		
Glycémie	1 tube	

Veiller au bon remplissage des tubes à leur bonne homogénéisation par retournements lents

IDENTITOVIGILANCE IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

L'identité du patient est la première étape de l'acte de soins  
Tous les prélèvements doivent être parfaitement identifiés

FICHE D'IDENTIFICATION PERSONNELLE

A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT

Ce document est essentiel pour un bon suivi des analyses

Il nous permet de vous contacter si besoin et de donner aux biologistes des renseignements indispensables pour l'interprétation et la validation du résultat.

Ce support vous permet de renseigner le mode de transmission souhaité par le patient

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande d'analyse peut être refusée

Cas Particulier : Détermination du groupe sanguin plus recherche d'agglutinines irrégulières.

Vérification d'identité obligatoire sur document officiel en cours de validité

Renseignements obligatoire sur le tube  
Nom de naissance, Nom Marital, Prénom, Date de Naissance, Sexe.

Les deux déterminations doivent être effectuées à deux moments différents et dans le même laboratoire

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande d'analyse peut être refusée

Analyses	Délai préanalytique recommandé		
Facteur 5	4 heures	LDH	2 heures
Potassium	4 heures	Lithium sérique	4 heures
CO2	6 heures	Phosphore	6 heures
Glycémie (Tube Non fluoré)	2 heures	PTH	6 heures
TCA/TCK	4 heures		
		sur Borate	24 h
ECBU		sur flacon stérile conservé à +4 °C	12h00
		sur flacon stérile conservé à TA	2h00

RECOMMANDATIONS GENERALES

Merci de respecter les consignes de prélèvement, les recommandations particulières et de nous transmettre les renseignements cliniques

Retrouvez les différents modes opératoires sur:  
1\* les fiches de suivi associés au kit de prélèvement  
2\* Site Internet <http://www.unilabs-fortebio.fr/>  
Chemin : Analyses/prélèvement/Informations générales/recommandations

Pour les conditions de recueil particulières des urines (Nouveau-né-Patient porteur d'une sonde, etc..) et les autres analyses microbiologiques: Voir Site Internet <http://www.unilabs-fortebio.fr/>  
Chemin : Analyses/prélèvement/Informations générales/recommandations

Le laboratoire reste à votre disposition pour tout renseignement, n'hésiter pas à nous contacter

PARTICULARITES

Nous sommes dans l'impossibilité de vous communiquer l'ensemble des particularités des analyses spécialisées transmises à Cerba : Le préanalytique dépendant de l'évolution des techniques, et la mise à jour est effectuée par leur soins régulièrement.

Pour toute(s) demande(s) d'analyse(s) spécialisées, veuillez contacter le laboratoire Fortebio avant le prélèvement ou bien vous référer aux informations à votre disposition sur le catalogue du laboratoire [Cerba. www.lab-cerba.com](http://www.lab-cerba.com)

Certaines analyses nécessitent des conditions spécifiques.

- Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
- Congélation inférieure à 4 heures
- Tube spécifique non présent dans la boîte de prélèvement mis à votre disposition
- Ne pas réaliser le samedi ou la veille de jour férié
- Consentement ou attestation à joindre impérativement

Laboratoire FORTEBIO-Unilabs

- Capbreton : 05 58 72 02 79 [laboratoire.capbreton@unilabs.fr](mailto:laboratoire.capbreton@unilabs.fr)
- Dax : 05 58 90 91 92 [laboratoire.dax@unilabs.fr](mailto:laboratoire.dax@unilabs.fr)
- Hagetmau : 05 58 79 33 03 [laboratoire.hagetmau@unilabs.fr](mailto:laboratoire.hagetmau@unilabs.fr)
- Mimizan : 05 58 09 07 92 [laboratoire.mimizan@unilabs.fr](mailto:laboratoire.mimizan@unilabs.fr)
- Soustons : 05 58 41 27 93 [laboratoire.soustons@unilabs.fr](mailto:laboratoire.soustons@unilabs.fr)
- St Paul lès Dax : 05 58 91 20 00 [laboratoire.saintpaullesdax@unilabs.fr](mailto:laboratoire.saintpaullesdax@unilabs.fr)
- Tartas : 05 58 58 37 37 [laboratoire.tartas@unilabs.fr](mailto:laboratoire.tartas@unilabs.fr)